HEINE iC1
quick start guide

1

Subscribe for the HEINE DERManager and download the DERManager app in the AppStore.
HEINE DERManager abonnieren und DERManager App im AppStore herunterladen.

2



Place the iPhone* in the appropriate mobile phone case until it engages. Please make sure the camera is in the correct position.
iPhone in die passende Adapterschale einsetzen bis es einrastet. Darauf achten, dass die Kamera an der richtigen Position ist.*

3



Attach the mobile phone case to the HEINE iC1 until it engages.
Einsetzen der Adapterschale auf das HEINE iC1, bis es einrastet.

4



Switch on. *Einschalten.*

*Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

5



The device automatically starts in polarisation mode. The toggle function allows you to alternate between polarised images and immersion images.
Das Gerät startet im Polarisationsmodus. Mit der Toggle-Funktion kann zwischen Polarisations- und Immersionsaufnahme umgeschaltet werden.

6.1



6.2



Removing the mobile phone case.
Entfernen der Adapterschale.

7



Press your thumb through the opening of the mobile phone case to disengage the iPhone*.
Mit dem Daumen durch die Aussparung das iPhone aus der Schale drücken.

8



Charging the HEINE iC1 with the supplied USB cord.
Laden des HEINE iC1 mit dem mitgelieferten USB-Kabel.

Cleaning and disinfection
Reinigung und Desinfektion





Please note: to prevent damage to the device, do not spray disinfectants or detergents directly onto the contact plate.
Bitte beachten Sie, dass Desinfektions- und Reinigungsmittel nicht direkt auf die Kontaktscheibe aufgesprüht werden dürfen um Schäden am Gerät zu vermeiden.

Recommended cleaning agent for dermatoscope: Neodisher® MediClean
Recommended disinfectant agent for dermatoscope: quaternary ammonium compounds (e.g. Cleanisept® wipes or Microbac® tissues)
Recommended cleaning agent for contact plate: Neodisher® MediClean
Recommended disinfectant agent for contact plate: quaternary ammonium compounds (e.g. Microbac® tissues)
Empfohlene Reinigungsmittel Dermatoskop: Neodisher® MediClean
Empfohlene Desinfektionsmittel Dermatoskop: quartäre Ammoniumverbindungen (z.B. Cleanisept® Wipes oder Microbac® Tissues)
Empfohlene Reinigungsmittel Kontaktscheibe: Neodisher® MediClean
Empfohlene Desinfektionsmittel Kontaktscheibe:
quartäre Ammoniumverbindungen (z.B. Microbac® Tissues)

We reserve the right to change specification without notice.
Technische Änderungen vorbehalten.